


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Arhgap1 Per Wb, Ip, Elisa - Q07960

Numero articolo: CM0027541



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro l'ARHGAP1 umano, una proteina GTPasi-attivante Rho che regola Cdc42, Rac e Rho. Validato per WB, IP e ELISA; reagisce in modo crociato con uomo, topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ARHGAP1 Rabbit pAb
Note/Alias	RHOGAP; RHOGAP1; CDC42GAP; p50rhoGAP; ARHGAP1
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	392
ID gene	392
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 210-439 di ARHGAP1 umano (NP_004299.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q07960
Peso proteico	50kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio