

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Arhgap11B Per Wb, Elisa - Q3Krb8

Numero articolo: CM0020840

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio ARHGAP11B di alta qualità per Western blot e ELISA. Mirato alla proteina umana ARHGAP11B (SWISS: Q3KRB8), una proteina specifica degli ominidi cruciale per lo sviluppo della neocorteccia. Ideale per la ricerca neurologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ARHGAP11B pAb coniglio
Osservazioni/Alias	B ⁺ -T; FAM7B1; GAP (1-8); ARHGAP11B
Specie	Umano
GeneID (Umano)	89839
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 218-267 dell'ARHGAP11B umano (NP_001034930.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q3KRB8
Peso proteico	30kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio