

Anticorpo Policlonale Anti-Arhgap22 Per Wb, Elisa - Q7Z5H3

Numero articolo: CM0022001

introduzione

Anticorpo policlonale anti-ARHGAP22 di alta qualità, validato per WB ed ELISA. Rileva ARHGAP22 umano e presenta reattività crociata con topo e ratto. Ideale per la ricerca sull'angiogenesi e sulla regolazione della trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ARHGAP22 Rabbit pAb
Note/Alias	RhoGAP2; RhoGap22; ARHGAP22
Specie	Umano
GeneID (umano)	58504
GeneID	58504
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 510-650 di ARHGAP22 umano (NP_001242953.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, ratto
SWISS	Q7Z5H3
Peso della proteina	77kDa
Spedizione	Borsa refrigerante