

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Arhgap25 Per Wb, Elisa - P42331

Numero articolo: CM0017417



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ARHGAP25, validato per Western blot e ELISA. Rileva ARHGAP25 umano, murino e di ratto. Adatto per studi sulla segnalazione delle Rho GTPasi. - P42331

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ARHGAP25 Rabbit pAb
Note/Alias	KAIA0053; HEL-S-308; ARHGAP25
Specie	Umano
ID gene (Umano)	9938
ID gene	9938
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente gli amminoacidi 1-370 di ARHGAP25 umano (NP_001159748.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P42331
Peso proteico	73kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio