

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Arhgap25 Per Wb, Ihc-P - P42331

Numero articolo: CM0017516



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce l'ARHGAP25 umano (proteina attivatrice della GTPasi Rho 25), adatto per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Validato su campioni umani e di topo. L'immunogeno corrisponde agli amminoacidi 1-370.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ARHGAP25 Anticorpo pAb di Coniglio
Note/Alias	KAIA0053; HEL-S-308; ARHGAP25
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	9938
ID Gene	9938
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-370 dell'ARHGAP25 umano (NP_001159748.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	P42331
Peso Proteico	73kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio