

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Arhgap4 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P98171

Numero articolo: CM0022493



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro ARHGAP4, una proteina attivatrice delle GTPasi Rho coinvolta nella regolazione dei fibre di stress. Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, reagisce con specie umana, murina e ratto. Ideale per la ricerca sulle cellule ematopoietiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ARHGAP4 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	C1; RGC1; p115; SrGAP4; RhoGAP4; ARHGAP4
Specie	Umano
GeneID (Umano)	393
GeneID	393
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 900 al C-terminale dell'ARHGAP4 umano (NP_001158213.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P98171
Peso proteico	105kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio