

Anticorpo Policlonale Anti-Arhgap44 Per Wb Ed Elisa - Q17R89

Numero articolo: CM0028291

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato all'ARHGAP44/RICH2 umano (ID Gene: 9912). Validato in WB ed ELISA; reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Ideale per esplorare la segnalazione delle Rho GTPasi, la plasticità sinaptica e la dinamica delle spine dendritiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ARHGAP44 Rabbit pAb
Note/Alias	RICH2; NPC-A-10; ARHGAP44
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	9912
ID Gene	9912
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 666-772 dell'ARHGAP44 umano (NP_055674.4).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q17R89
Peso Proteico	89kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio