

Anticorpo Policlonale Anti-Arhgef10L (Coniglio) Per Wb, Elisa - Q9Hce6

Numero articolo: CM0022695

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ARHGEF10L (GrinchGEF), validato per Western blot ed ELISA in campioni umani e di ratto. Mira a un fattore di scambio nucleotidico guaninico Rho coinvolto nella regolazione del citoscheletro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ARHGEF10L Rabbit pAb
Note/Alias	GrinchGEF; ARHGEF10L
Specie	Umano
ID Gene (umano)	55160
ID Gene	55160
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1120-1230 di ARHGEF10L umano (NP_001011722)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Ratto
SWISS	Q9HCE6
Peso Proteico	140kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio