

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Arhgef11 Per Wb, Ihc-P, Elisa - O15085

Numero articolo: CM0025909



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-ARHGEF11 adatto per Western blot (WB), immunoistochimica (IHC-P) e ELISA. Rileva ARHGEF11 umano e murino, un fattore di scambio del guanosina nucleotide coinvolto nella regolazione della GTPasi RhoA e nella crescita dei neuriti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ARHGEF11 Rabbit pAb
Note / Alias	GTRAP48; PDZ-RHOGEF; ARHGEF11
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	9826
ID gene	9826
Immunogeno	Peptide sintetico; Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di ARHGEF11 umano (O15085).
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	O15085
Peso proteico	168 kDa
Spedizione	Ghiaccio secco