


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Arhgef2 Per Wb Ed Elisa - Q92974

Numero articolo: CM0028667



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato all'ARHGEF2 umano (GEF-H1), convalidato per WB ed ELISA. Questo Rho GEF regola la motilità cellulare, l'immunità innata e la permeabilità epiteliale, rendendolo prezioso per la ricerca sulla segnalazione e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ARHGEF2 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	GEF; Lfc; P40; GEFH1; LFP40; GEF-H1; NEDMHM; ARHGEF2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	9181
GeneID	9181
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 850-950 dell'ARHGEF2 umano (NP_001155855.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q92974
Peso proteico	112kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio