

Anticorpo Policlonale Anti-Arhgef5 Per Ihc-P, Elisa - Q12774

Numero articolo: CM0019465

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ARHGEF5 umano (Ephexin-3), validato per IHC-P ed ELISA. Reagisce incrociatamente con topo e ratto. Rileva una proteina da 177 kDa. Adatto per studi sulla segnalazione Rho GTPasi, la dinamica dell'actina e i processi oncogenici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ARHGEF5 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	P60, TIM, GEF5, TIM1, ARHGEF5
Specie	Umano
GeneID (umano)	7984
GeneID	7984
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1248-1597 di ARHGEF5 umano (NP_005426.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q12774
Peso proteico	177kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio