

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Arhgef7 Per Wb, Elisa - Q14155

Numero articolo: CM0013218



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ARHGEF7 umano (Beta-Pix/COOL-1), validato per WB ed ELISA. Reagisce anche con campioni umani e murini; rileva la proteina Rho GEF di circa 90 kDa coinvolta nella migrazione cellulare e nella formazione delle sinapsi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ARHGEF7 Rabbit pAb
Note/Alias	P50; P85; PAK3; PIXB; COOL1; P50BP; COOL-1; P85SPR; BETA-PIX; P85COOL1; Nbla10314; ARHGEF7
Specie	Umano
ID del gene (umano)	8874
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-260 di ARHGEF7 umano (NP_001106984.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo
SWISS	Q14155
Peso della proteina	90 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante