

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Arhgef9 Per If/Icc E Elisa - O43307

Numero articolo: CM0021741



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia l'ARHGEF9 umano (Collybistina), validato per IF/ICC e ELISA. Riconosce la proteina ARHGEF9 endogena con un peso molecolare previsto di 61 kDa. Ideale per la ricerca nel campo delle neuroscienze.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ARHGEF9 Rabbit pAb
Note/Altri nomi	DEE8; PEM2; EIEE8; PEM-2; HPEM-2; COLLYBISTIN
Specie	Umana
GeneID (Uomo)	23229
GeneID	23229
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	O43307
Peso proteico	61kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio