

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Arhgef9 Per Wb, Elisa - O43307

Numero articolo: CM0026943



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ARHGEF9 (collibistina) umano. Convalidato per WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con umano, topo e ratto. Adatto per la ricerca sulle neuroscienze e sul sistema sinaptico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ARHGEF9 pAb di coniglio
Annotazioni/Alias	DEE8; PEM2; EIEE8; PEM-2; HPEM-2; COLLYBISTIN; ARHGEF9
Specie	Umana
ID genico	23229
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 307-516 di ARHGEF9 umano (NP_056000.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	O43307
Peso proteico	61kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio