

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Arid1A Per Wb, Elisa - O14497

Numero articolo: CM0023998



introduzione

pAb coniglio anti-ARID1A convalidato per WB ed ELISA, che reagisce con umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sul rimodellamento della cromatina nello sviluppo neurale e nella regolazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb coniglio ARID1A
Osservazioni/Alias	ELD; B120; CSS2A; OSA1; P270; hELD; BM029; MRD14; hOSA1; BAF250; C1orf4; BAF250a; SMARCF1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	8289
GeneID	8289
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 2195-2285 dell'ARID1A umano (NP_006006.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O14497
Peso proteico	242kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio