


Anticorpo Policlonale Anti-Arid1B Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8Nfd5

Numero articolo: CM0016408



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ARID1B umano (BAF250B). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; reagisce anche con topo e ratto. Adatto per la ricerca sul rimodellamento della cromatina e sulla neurogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ARID1B Rabbit pAb
Note/alias	CSS1; OSA2; 6A3-5; DAN15; MRD12; P250R; BRIGHT; BAF250B; SMARCF2; ELD/OSA1; ARID1B
Specie	Umano
GeneID (umano)	57492
GeneID	57492
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 400-650 di ARID1B umano (NP_059989.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q8NFD5
Peso della proteina	244 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante