


Anticorpo Policlonale Anti-Arid2 Per Wb, Ip, Elisa - Q68Cp9

Numero articolo: CM0025531



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si targeting umano ARID2 (BAF200), una subunità del complesso di rimodellamento della cromatina SWI/SNF coinvolta nella regolazione trascrizionale. Validato per applicazioni WB, IP ed ELISA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ARID2 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	CSS6; p200; BAF200; SMARCF3; ARID2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	196528
GeneID	196528
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1586-1835 dell'ARID2 umano (NP_689854.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q68CP9
Peso proteico	197kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio