


Anticorpo Policlonale Anti-Arid3A Per Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q99856

Numero articolo: CM0026935



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio ARID3A per WB, IHC-P, IP, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Validato per la ricerca sulla differenziazione delle cellule B e sul ciclo cellulare. Peso proteico 63kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ARID3A Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	DRIL1; DRIL3; BRIGHT; E2FBP1; ARID3A
Specie	Umano
Gene ID	1820
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 324-593 dell'ARID3A umano (NP_005215.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q99856
Peso proteico	63kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio