

Anticorpo Monoclonale Murino Anti-Arid5A Per Wb, Elisa - Q03989

Numero articolo: CM0007679

introduzione

Anticorpo monoclonale murino Anti-ARID5A validato per WB e ELISA. Reagisce con ARID5A (64 kDa) umano e murino. Ideale per studiare la regolazione trascrizionale, la differenziazione dei condrociti e le risposte infiammatorie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ARID5a Mouse mAb
Note/Alias	MRF1; MRF-1; RP11-363D14
Specie	Umano
GeneID (Umano)	10865
GeneID	10865
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-594 di ARID5a umano (Q03989).
Origine	Topo
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Topo
SWISS	Q03989
Peso proteico	64kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio