

Anticorpo Policlonale Anti-Arih1 Di Coniglio Per Wb Ed Elisa - Q9Y4X5

Numero articolo: CM0020845



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ARIH1, una ligasi E3 ubiquitina-proteina coinvolta nell'ubiquitinazione e nella risposta al danno del DNA. Validato per WB ed ELISA con campioni umani, murini e di ratto. Ideale per studi sulla via dell'ubiquitina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ARIH1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	ARI; HARI; HHARI; UBCH7BP; ARIH1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	25820
GeneID	25820
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 400 al C-terminale dell'ARIH1 umano (NP_005735.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q9Y4X5
Peso proteico	64kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio