


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Arl1 Per Wb, If/Icc, Elisa - P40616

Numero articolo: CM0014505



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-ARL1 validato per western blot, immunofluorescenza/ICC ed ELISA. Rileva ARL1 umano, murino e di ratto, una GTPasi associata all'apparato di Golgi coinvolta nel traffico vescicolare. Ideale per la ricerca di base e lo sviluppo diagnostico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ARL1 Rabbit pAb
Note/alias	ARFL1; ARL1
Specie	Umano
ID del gene (umano)	400
ID del gene	400
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 62-181 di ARL1 umano (NP_001168.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P40616
Peso della proteina	20 kDa
Spedizione	Con borsa refrigerante