

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Arl13B Per Wb, If/Icc, Elisa - Q3Sxy8

Numero articolo: CM0025893

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ARL13B umano (JBTS8/ARL2L1), validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Ideale per studiare ciglia, sviluppo neurale e sindrome di Joubert. Peso molecolare previsto: 49 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Descrizione
Nome Prodotto	ARL13B Rabbit pAb
Note/Alias	JBTS8; ARL2L1; ARL13B
Specie	Umana
GeneID	200894
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-240 di ARL13B umano (NP_878899.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q3SXY8
Peso Proteico	49kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio