

Anticorpo Policlonale Anti-Arl2 Per Wb, Elisa - P36404

Numero articolo: CM0029853



introduzione

Anticorpo policlonale Anti-ARL2 da coniglio validato per WB e ELISA, con reazione crociata verso topo e ratto. Riconosce l'ARL2 umano (P36404). Ideale per studi sul ciclo cellulare, sul mitocondrio e sul citoscheletro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ARL2 Rabbit pAb
Note/Alias	ARFL2; MRC51; ARL2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	402
GeneID	402
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-184 di ARL2 umano (NP_001658.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	P36404
Peso proteico	21 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio