

Anticorpo Policlonale Anti-Arl3 Per Wb, If/Icc, Elisa - P36405

Numero articolo: CM0022794

introduzione

Anticorpo policlonale anti-ARL3 di coniglio di alta qualità per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce crociatamente con campioni umani, di topo e di ratto. Immunogeno ricombinante, bersaglio da 20 kDa. Ideale per la ricerca su ciglia, ciclo cellulare e traffico delle proteine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ARL3 Rabbit pAb
Note/Alias	RP83; ARFL3; JBTS35; ARL3
Specie	Umano
GeneID (umano)	403
GeneID	403
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-182 di ARL3 umano (NP_004302.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P36405
Peso della proteina	20 kDa
Spedizione	Confezione refrigerante