

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Arl4A Per Ihc-P, If/Icc, Elisa - P40617

Numero articolo: CM0019054

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ARL4A umana, validato per IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con la proteina ARL4A di uomo, topo e ratto. Adatto per lo studio del trafficking di membrana mediato dalle piccole GTPasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ARL4A Rabbit pAb
Note/Alias	ARL4; ARL4A
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	10124
ID gene	10124
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 121-200 di ARL4A umana (NP_001032241.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P40617
Peso proteico	23kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio