


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Arl6 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H0F7

Numero articolo: CM0026039



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia ARL6 umano (BBS3, NP_115522.1). Convalidato per WB, IHC-P, ELISA; reagisce in modo crociato con il topo. Ideale per studi sul trasporto ciliare e sulla sindrome di Bardet-Biedl. ~21 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ARL6 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	BBS3; RP55; ARL6
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	84100
ID gene	84100
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente gli amminoacidi 1-186 di ARL6 umano (NP_115522.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q9H0F7
Peso proteico	21kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio