

Anticorpo Policlonale Anti-Arl6Ip1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q15041

Numero articolo: CM0023584

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ARL6IP1, validato per Western blot, IHC-P e ELISA. Adatto per campioni di uomo, topo e ratto. Utile per la ricerca su apoptosi, tubuli del reticolo endoplasmatico e trasporto del glutammato.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	ARL6IP1 Rabbit pAb
Note / Alias	AIP1; ARMER; SPG61; ARL6IP; ARL6IP1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	23204
GeneID	23204
Immunogeno	Peptide Sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 di ARL6IP1 umano (NP_055976.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q15041
Peso Proteico	23kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio