

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Arl6Ip4 Per Ihc-P E Elisa - Q66Pj3

Numero articolo: CM0020951

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio targeting ARL6IP4 umano (SRp25/SRp37), validato per IHC-P e ELISA. Ideale per studi sull'alternative splicing e ricerca sui fattori ospiti di HSV-1. Reagisce in modo crociato con l'uomo. Peso proteico 26kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ARL6IP4 Rabbit pAb
Note/Alias	SR-25; SRp25; SFRS20; SRp37; ARL6IP4
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	51329
GeneID	51329
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 313-402 di ARL6IP4 umano (NP_057722.3).
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q66Pj3
Peso proteico	26kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio