

Anti-Arl6Ip5 Anticorpo Policlonale Di Coniglio Per Wb Ed Elisa - O75915

Numero articolo: CM0017612

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ARL6IP5 (PRAF3, JWA) per applicazioni di Western blot ed ELISA. Rileva ARL6IP5 umano e murino, un regolatore del trasporto di glutammato e taurina. Uniprot O75915.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ARL6IP5 Anticorpo pAb di Coniglio
Note/Alias	JWA; jmx; hp22; PRAF3; Yip6b; DERP11; HSPC127; addicsin; GTRAP3-18; ARL6IP5
Specie	Umano
ID Gene	10550
Immunogeno	Peptide Sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 100 e il C-terminale di ARL6IP5 umano (NP_006398.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	O75915
Peso Proteico	22kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio