

## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Arl8B Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nvj2

Numero articolo: CM0025568



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità specifico per ARL8B. Adatto per WB, IF/ICC ed ELISA. Riconosce ARL8B umano e murino. Strumento chiave per la ricerca sul traffico lisosomiale, sulla citotossicità immunitaria e sulle vie antimicrobiche.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Dettagli                                                                                                                       |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | ARL8B Rabbit pAb                                                                                                               |
| Note/Alias            | Gie1; ARL10C; ARL8B                                                                                                            |
| Specie                | Umano                                                                                                                          |
| ID Gene (Umano)       | 55207                                                                                                                          |
| ID Gene               | 55207                                                                                                                          |
| Immunogeno            | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 127-186 di ARL8B umano (NP_060654.1). |
| Sorgente              | Coniglio                                                                                                                       |
| Categoria             | Anticorpi Policlonali                                                                                                          |
| Applicazione          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                              |
| Reattività Incrociata | Umano, Topo                                                                                                                    |
| SWISS                 | Q9NVJ2                                                                                                                         |
| Peso Proteico         | 22kDa                                                                                                                          |
| Spedizione            | Sacca di ghiaccio                                                                                                              |