

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Armc10 Per Wb, Elisa - Q8N2F6

Numero articolo: CM0023943

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità mirato all'ARMC10 umano, convalidato per Western blot e ELISA. Ideale per lo studio della sopravvivenza cellulare, della regolazione della crescita e della segnalazione p53 in vari tessuti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ARMC10 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	SVH, PNAS112, PNAS-112, PSEC0198, ARMC10
Specie	Umano
GeneID (umano)	83787
GeneID	83787
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 169-308 dell'ARMC10 umano (NP_001154481.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q8N2F6
Peso proteico	38kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio