

Anticorpo Policlonale Anti-Armc6 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q6Nxe6

Numero articolo: CM0017902

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia l'ARMC6 umano (proteina 6 contenente ripetizioni armadillo), consigliato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Proteina di 54 kDa. Ideale per studi di proteomica e di segnalazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ARMC6 Rabbit pAb
Note/Alias	R30923_1; ARMC6
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	93436
GeneID	93436
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-220 dell'ARMC6 umano (NP_001186125.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q6NXE6
Peso proteico	54kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio