

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Armet/Arp/Manf Per Wb, Elisa - P55145

Numero articolo: CM0002858



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità specifico per ARMET/ARP/MANF umano, validato per WB e ELISA. Per la ricerca nelle neuroscienze e sul stress del reticolo endoplasmatico. Reagisce in modo crociato con uomo, topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ARMET/ARP/MANF Rabbit mAb
Note/Alias	ARP; ARMET; ARMET/ARP/MANF
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	7873
GeneID	7873
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-182 della proteina MANF umana (NP_006001.5).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P55145
Peso proteico	21 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio