

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Armet/Arp/Manf Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P55145

Numero articolo: CM0025156



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro MANF umano (ARMET/ARP), validato per WB, IHC-P, IF/ICC, IP ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Adatto per studi sul fattore neurotrofico e sullo stress del RE.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	ARMET/ARP/MANF Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	ARP; ARMET; ARMET/ARP/MANF
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7873
GeneID	7873
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-182 di ARMET/ARP/MANF umano (NP_006001.5).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P55145
Peso proteico	21kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio