

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Arnt2 Per Wb E Elisa - Q9Hbz2

Numero articolo: CM0029319

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia ARNT2 umano (bHLHe1) per WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per lo studio della regolazione trascrizionale, dello sviluppo dell'asse ipotalamo-ipofisario e della segnalazione nucleare. ~79 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ARNT2 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	WEDAS; bHLHe1; ARNT2
Specie	Umana
ID gene	9915
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente gli amminoacidi 440-690 di ARNT2 umano (NP_055677.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q9HBZ2
Peso proteico	79kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio