


Anticorpo Policlonale Anti-Aromatasi (Cyp19A1) Per Wb - P11511

Numero articolo: CM0024066



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia l'Aromatasi (CYP19A1) umana, adatto per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per lo studio della biosintesi degli estrogeni e delle vie dipendenti da ormoni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Aromatasi (CYP19A1) Rabbit pAb
Note / Alias	ARO; ARO1; CPV1; CYAR; CYP19; CYPXIX; P-450AROM; Aromatasi (CYP19A1)
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	1588
ID Gene	1588
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 234-503 dell'Aromatasi (CYP19A1) umana (NP_000094.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P11511
Peso Proteico	58kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio