


## Anticorpo Monoclonale Rabbit Anti-Aromatasi (Cyp19A1) Per Wb - P11511

Numero articolo: CM0002470



### introduzione

Anticorpo monoclonale rabbit contro Aromatasi (CYP19A1), immunogeno: peptide sintetico. Validato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Essenziale per studi sulla biosintesi degli estrogeni e lo sviluppo di saggi IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                                            |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto       | Aromatasi (CYP19A1) Rabbit mAb                                                                                                                    |
| Note/Alias          | ARO; ARO1; CPV1; CYAR; CYP19; CYPXIX; P-450AROM; Aromatasi (CYP19A1)                                                                              |
| Specie              | Umano                                                                                                                                             |
| GeneID (Umano)      | 1588                                                                                                                                              |
| GeneID              | 1588                                                                                                                                              |
| Immunogeno          | Peptide Sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 1-100 dell'Aromatasi umana (CYP19A1) (P11511). |
| Origine             | Rabbit                                                                                                                                            |
| Categoria           | Anticorpi Monoclonali                                                                                                                             |
| Applicazione        | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                                                            |
| Reattività Crociata | Umano, Topo, Ratto                                                                                                                                |
| SWISS               | P11511                                                                                                                                            |
| Peso Proteico       | 58kDa                                                                                                                                             |
| Spedizione          | Sacchetto di ghiaccio                                                                                                                             |