


Anticorpo Policlonale Anti-Arp2 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P61160

Numero articolo: CM0030776



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro Arp2 umano, validato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA; reagisce in modo crociato con topo e ratto. Bersaglia la componente del complesso Arp2/3 coinvolta nella dinamica dell'actina e nella riparazione del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Arp2 Rabbit pAb
Note/Alias	ARP2; Arp2
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	10097
GeneID	10097
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-160 di Arp2 umano (NP_005713.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P61160
Peso proteico	45kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio