


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Arp2 Per Wb E Elisa - P61160

Numero articolo: CM0010043



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro l'Arp2 (ARP2) umano, validato per WB e ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per lo studio della polimerizzazione dell'actina, della motilità cellulare e della riparazione del DNA nucleare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Arp2 Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	ARP2; Arp2
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	10097
Immunogeno	Un peptide sintetico compreso tra gli amminoacidi 295-394 dell'Arp2 umano (P61160)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P61160
Peso proteico	45 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio