


Anti-Arp3 Mab Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P61158

Numero articolo: CM0011906



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Arp3 per Western blot, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Rileva Arp3 (ACTR3) umano, di topo e di ratto a 47 kDa. Adatto per la ricerca sul citoscheletro, la motilità cellulare e la riparazione del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Arp3 mAb di coniglio
Annotazioni/Alias	ARP3; Arp3
Specie	Umana
GeneID (Uomo)	10096
GeneID	10096
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 319-418 di Arp3 umano (P61158).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P61158
Peso proteico	47 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio