


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Arp3 Per Wb, If/Icc, Elisa - P61158

Numero articolo: CM0013957



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro Arp3 umano (ACTR3), convalidato per Western blot, IF/ICC ed ELISA. Reagisce anche con il topo. Per la ricerca sulla polimerizzazione dell'actina, sulla motilità cellulare e sulla riparazione del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Arp3 pAb di coniglio
Note/alias	ARP3; Arp3
Specie	Umano
ID gene	10096 (Umano)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-418 di Arp3 umano (NP_005712.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo
SWISS	P61158
Peso della proteina	47 kDa
Spedizione	Confezione refrigerata con ghiaccio