


Anticorpo Monoclonale Anti-Arpc2 Per Wb - O15144

Numero articolo: CM0003102



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-ARPC2 di alta qualità convalidato per WB, IF/ICC, IP, ELISA. Reagisce con ARPC2 umano, murino e ratto, una subunità di 34 kDa del complesso Arp2/3 essenziale per la polimerizzazione dell'actina e la motilità cellulare. Ideale per la ricerca sul citoscheletro e sulla riparazione del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ARPC2 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	ARC34; PRO2446; p34-Arc; PNAS-139; ARPC2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	10109
GeneID	10109
Immunogeno	Peptide sintetico
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	O15144
Peso proteico	34kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio