


Anticorpo Policlonale Anti-Arpc2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - O15144

Numero articolo: CM0014659



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Anti-ARPC2 per WB, IHC-P, ELISA. Bersaglia l'ARPC2 umano (p34-Arc), componente del complesso Arp2/3, coinvolto nella polimerizzazione dell'actina. Validato in Umano, Topo, Ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro Principale	Specifica
Nome Prodotto	ARPC2 Rabbit pAb
Note/Alias	ARC34; PRO2446; p34-Arc; PNAS-139; ARPC2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	10109
ID Gene	10109
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-300 dell'ARPC2 umano (NP_690601.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O15144
Peso Proteico	34kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio