


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Arpc5 (P16-Arc) Per Wb E Elisa - O15511

Numero articolo: CM0012716



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che bersaglia l'ARPC5/p16-ARC umano, una sottounità del complesso Arp2/3 coinvolto nella polimerizzazione dell'actina e nella riparazione del DNA. Validato per WB e ELISA in uomo, topo e ratto. Adatto per studi sulla motilità cellulare e sul citoscheletro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	p16-ARC/ARC16/ARPC5 Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	ARC16; p16-Arc; dj127C7.3; p16-ARC/ARC16/ARPC5
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	10092
GeneID	10092
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 della p16-ARC/ARC16/ARPC5 umana (O15511)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	O15511
Peso proteico	16kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio