

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Arrb2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P32121

Numero articolo: CM0020729



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità diretto contro ARRB2 umano (beta-arrestina-2), adatto per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce anche con topo e ratto. Ideale per lo studio della desensibilizzazione dei GPCR, dell'endocitosi e delle vie di segnalazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ARRB2 Rabbit pAb
Note/Alias	ARB2; ARR2; BARR2; ARRB2
Specie	Umano
GeneID (umano)	409
GeneID	409
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 295-394 di ARRB2 umano (NP_945355.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P32121
Peso della proteina	46 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante