


Anticorpo Policlonale Anti-Arsa Per Wb E Elisa - P15289

Numero articolo: CM0023390



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ARSA umano, validato per applicazioni Western blot (WB) ed ELISA. Reagisce incrociatamente con il mouse. Ideale per la ricerca sul metabolismo dei solfatidi lisosomiali e sulla leucodistrofia metacromatica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ARSA Coniglio pAb
Note/Alias	ASA; MLD; ARSA
Specie	Umano
GeneID (Umano)	410
GeneID	410
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 210-509 di ARSA umano (NP_000478.3).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse
SWISS	P15289
Peso proteico	54kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio