

Anticorpo Policlonale Anti-Arsk Per Wb, Elisa - Q9D2L1

Numero articolo: CM0022533

introduzione

Arsk Rabbit pAb validato per applicazioni WB ed ELISA. Mira all'arylsulfatasi K umana con immunogeno ricombinante. Ideale per studi sugli enzimi lisosomiali e sulla degradazione dei glicosaminoglicani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Arsk Rabbit pAb
Note/Alias	ASK; 2810429K17Rik; 4833414G15Rik; Arsk
Specie	Umana
GeneID (umano)	77041
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 18-553 di Arsk umana (NP_084123.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umana
SWISS	Q9D2L1
Peso Proteico	63kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio