

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Art1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P52961

Numero articolo: CM0016706

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro ART1 umano (ARTC1/CD296) per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Rileva l'ART1 endogeno a ~36 kDa nell'uomo e nel topo; ideale per studi sull'ADP-ribosilazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ART1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	RT6; ART2; ARTC1; CD296; ART1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	417
ID Gene	417
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 23-295 di ART1 umano (NP_004305.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse
SWISS	P52961
Peso proteico	36kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio