

Pab Di Coniglio Anti-Art3 Per Wb, If-P, Elisa - Q13508

Numero articolo: CM0024039

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro l'ART3 umano (ARTC3), ecto-ADP-ribosiltransferasi 3. Convalidato per WB, IF-P, ELISA; reattività incrociata con ratto. Adatto per la rilevazione di proteine specifiche del testicolo e studi di membrana cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ART3 pAb di coniglio
Annotazioni/Alias	ARTC3; ART3
Specie	Umana
GeneID (Umana)	419
GeneID	419
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 50-150 dell'ART3 umano (NP_001123488)
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività incrociata	Umana, Ratto
SWISS	Q13508
Peso proteico	44kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio