


Anti-Artn Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb, Elisa - Q5T4W7

Numero articolo: CM0030343



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro Artemina (ARTN) umana per Western blot e ELISA.

Reagisce incrociatamente con topo e ratto. Utile per investigare la sopravvivenza dei neuroni periferici, il supporto dei neuroni dopaminergici e le vie di segnalazione RET/GFR α 3.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ARTN Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	ART; EVN; NBN; ENOVIN; ARTN
Specie	Umano
GeneID (Umano)	9048
GeneID	9048
Immunogeno	Proteina ricombinante: Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 122-220 dell'ARTN umana (NP_476432.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q5T4W7
Peso Proteico	23kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio